

04.04.2022г.

Количество (объем) закупаемых изделий медицинского назначения, суммы, выделенные для заказа по каждому лоту, условия платежа, место поставки, сроки поставки

№ лота	Международное наименование изделия медицинского назначения	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозирования)	Ед.изм.	Цена	Кол-во	Сумма, выделенная для заказа	Условия платежа	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки		
Медицинские изделия (Нить стерильная хирургическая,сеткут)												
1	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м	<p>Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходшим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводимой поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъем питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливком, вмонтирован в жесткий соединитель, 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 16мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключенной линией длиной не менее 1,6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый-Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша. Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шланочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения, легкотонный измеритель окружности головы для выбора шланочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиизтилен, полипропилен, хлопок, силикон. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 12шт. Срок годности (срок гарантии) 1 года от даты изготовления. КОД 4700000</p>	ШТ	25953	1 100	28 548 300,00			Перечисление	ТО, Г.Туркестан ул. Нышанова 18/А	до склада заказчика 30 дней после заявки	согласно заключенного договора по заявке заказчика
Итого:						28 548 300,00						



Махмудов Н.Т.

Немезбаев Г.